

FAHRBARE GESTELLE

KÄFIGE, GESTELLE FÜR KONVENTIONELLE HALTUNG

Nutzen Sie die über 50-jährige ZONLAB-Erfahrung der Fertigung von fahrbaren Gestellen zur Aufnahme von Käfigen. Durch die Wahl und Verarbeitung von Profilrohren, insbesondere der Haarnadelkonsolen, werden Schmutz- und unnötige Flächen für Staubablagerungen vermieden. Ausgerüstet mit autoklavierbaren Lenkrollen

100 mm \varnothing , davon 2 Stück mit Feststeller, lassen sich die Gestelle an jeder gewünschten Stelle platzieren. Die Gestelle werden aus hochwertigem Edelstahl rostfrei 1.4301 / AISI 304 gefertigt. Die Gehäuse der Lenkrollen bestehen aus Edelstahl rostfrei. Als Option zu den Gestellen, bieten wir Ihnen autoklavierbare Abdeckhauben an.





GESTELLE MIT LENKROLLEN



Gestell für 30 Käfige Typ 2 L, einseitig



Gestell für 15 Käfige Typ 4, einseitig

Gestell für	Anzahl der Etagen	einseitig/ doppelseitig	Maße in mm (B x T x H)	Bestell-Nr.
Käfig Typ 1 lang – Haarnadelkonsolen				
42 Käfige Typ 1 L	6 Etagen á 7 Käfige	einseitig	1.450 x 510 x 1.800	5033801
49 Käfige Typ 1 L	7 Etagen á 7 Käfige	einseitig	1.450 x 510 x 1.800	5033800
84 Käfige Typ 1 L	6 Etagen á 14 Käfige	doppelseitig	1.450 x 800 x 1.800	5033803
98 Käfige Typ 1 L	7 Etagen á 14 Käfige	doppelseitig	1.450 x 800 x 1.800	5033802
Käfig Typ 2 – Haarnadelkonsolen				
30 Käfige Typ 2	6 Etagen á 5 Käfige	einseitig	1.285 x 510 x 1.800	5033806
35 Käfige Typ 2	7 Etagen á 5 Käfige	einseitig	1.285 x 510 x 1.800	5033807
60 Käfige Typ 2	6 Etagen á 10 Käfige	doppelseitig	1.285 x 800 x 1.800	5033804
70 Käfige Typ 2	7 Etagen á 10 Käfige	doppelseitig	1.285 x 800 x 1.800	5033805
Käfig Typ 2 lang – Haarnadelkonsolen				
30 Käfige Typ 2 L	6 Etagen á 5 Käfige	einseitig	1.285 x 510 x 1.800	5033810
35 Käfige Typ 2 L	7 Etagen á 5 Käfige	einseitig	1.285 x 510 x 1.800	5033811
60 Käfige Typ 2 L	6 Etagen á 10 Käfige	doppelseitig	1.285 x 800 x 1.800	5033809
70 Käfige Typ 2 L	7 Etagen á 10 Käfige	doppelseitig	1.285 x 800 x 1.800	5033808
Käfig Typ 3 – Haarnadelkonsolen				
24 Käfige Typ 3	6 Etagen á 4 Käfige	einseitig	1.285 x 510 x 1.800	5033814
28 Käfige Typ 3	7 Etagen á 4 Käfige	einseitig	1.285 x 510 x 1.800	5033815
48 Käfige Typ 3	6 Etagen á 8 Käfige	doppelseitig	1.285 x 800 x 1.800	5033813
56 Käfige Typ 3	7 Etagen á 8 Käfige	doppelseitig	1.285 x 800 x 1.800	5033812
Käfig Typ 3 H – Haarnadelkonsolen				
24 Käfige Typ 3 H	6 Etagen á 4 Käfige	einseitig	1.285 x 510 x 1.800	5033817
48 Käfige Typ 3 H	6 Etagen á 8 Käfige	doppelseitig	1.285 x 800 x 1.800	5033816
Käfig Typ 4 – Winkeleisenkonstruktion				
15 Käfige Typ 4*	5 Etagen á 3 Käfige	einseitig	1.340 x 650 x 1.800	5033818
18 Käfige Typ 4	6 Etagen á 3 Käfige	einseitig	1.340 x 650 x 1.800	5033819
20 Käfige Typ 4*	5 Etagen á 4 Käfige	einseitig	1.760 x 650 x 1.800	5033820
24 Käfige Typ 4	6 Etagen á 4 Käfige	einseitig	1.760 x 650 x 1.800	5033821

* auch für erhöhte Deckel geeignet
Technische Änderungen vorbehalten.

GESTELL TYP 4 MIT EINHÄNGEBÜGEL



Gestell Typ 4 mit 12 Käfigen



Typ	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Bestell-Nr.
Gestell Typ 4	für 12 Käfige Typ 4 in 4 Etagen, aus Edelstahl rostfrei / 1.4301 in geschweißter Ausführung gefertigt und im Vollbad gebeizt und passiviert, mit 4 Lenkrollen 100 mm ø mit Rückenloch, davon 2 Stück mit Feststeller, autoklavierbar. Bodenfreiheit zwischen Käfigunterkante und Fußboden 305 mm	1.224 x 654 x 1.797	5033585
Option			
Deckel Typ 4	mit Öffnung zum Einsatz einer Futterraufe, mit Aufnahme für Tränkfflasche, aus Edelstahl rostfrei/1.4301, elektropolier		5023305
Futterraufe	für ca. 1,4 kg Pellets		5083737



STHEPULT

AUS EDELSTAHL ROSTFREI, AUTOKLAVIERBAR

Typ	Maße in mm (BxTxH)	Bestell-Nr.
Grundgestell mit Dokumentationsfach	650 x 470 x 1.100	5115026
Optionen in Verbindung mit dem Grundgestell		
Druckerfach	591 x 447 x 300	5115027
Schublade	531 x 295 x 150	5115028
Tastaturauszug	531 x 300 x 20	5115029
Schrägauflage, 12° Neigung, wird lose aufgelegt	606 x 449 x 139	5115024



VARIABLES GESTELL GV

Neben den traditionellen Gestellen liefert ZOONLAB ein variables Gestell, das die Unterbringung jeder gewünschten Käfigart erlaubt.

Es zeichnet sich durch äußerst stabile 6 Etagen aus Gitterelementen aus (die Gitterstäbe verlaufen in Schiebeerichtung der Käfige), die sich zudem jederzeit nach Bedarf stufenlos in der Höhe verstellen lassen.



Das komplette Gestell wird aus Edelstahl rostfrei 1.4301 / AISI 304 gefertigt.

4 Lenkrollen 100 mm \varnothing ; davon 2 Stück mit Feststeller.
Gehäuse der Lenkrollen aus Edelstahl rostfrei, Laufräder autoklavierbar.

OPTION: Halterung für Futternäpfe
Weitere Optionen auf Anfrage



Käfig Typ	Kapazität je Etage	Maße in mm (L x T x H)	Bestell-Nr.
1 L	6	1.230 x 550 x 1.780	5033520
2	5		
2	10*		
HRC 500	6		
2 L	5		
3 / 3H	4		
4	3		
Option			
GV-Halterung für Futternäpfe			5063398

* bei beidseitigem Stellen

Technische Änderungen vorbehalten.