

KANINCHENKÄFIGE

INDIVIDUELLE KÄFIGE FÜR KANINCHEN

Die individuellen ZONLAB Käfige für Kaninchen bieten in Größe und Form optimale Haltungsbedingungen bei gleichzeitig einfacher Handhabung.

Je nach Wahl des Materials sind die Käfigwannen hitzebeständig bis 90°C oder 120°C.





KANINCHENKÄFIGE

INDIVIDUELLE KÄFIGE FÜR KANINCHEN

Die ZOONLAB Kaninchenkäfige sind entsprechend der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlamentes vom 22.9.2010 (vormals ETS 123) konzipiert.

Sie vereinen:

- Ein hohes Maß an Flexibilität durch aneinander koppelebare Gestelle, so dass beim Herausziehen (werkzeuglos) der Seitenwände die doppelte Grundfläche oder ein Vielfaches davon möglich ist.
- Die 10 cm hohen Käfigwannen sowie die Kotwannen sind in LURAN (bis zu max. 90°C hitzebeständig) als auch in autoklavierbarem NORYL (bis zu max. 120°C hitzebeständig) lieferbar.
- Die erhöhte Liegefläche (lieferbar in LURAN sowie NORYL) ist hochklappbar; dies ermöglicht ein leichtes Herausziehen der Käfigwannen ohne Entfernen der Liegefläche.
- Sämtliche Metallteile bestehen aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 / AISI 304.

- Die Lenkrollen der Gestelle haben einen Durchmesser von 100 mm. Zwei Lenkrollen je Gestell besitzen Feststeller.
- Die Gestelle können optional mit automatischer Nippeltränke-Einrichtung ausgestattet werden.



Gestelle und Zubehör für Kaninchen bis 3 kg Gewicht/Lebensraumhöhe 50 cm bzw. bis 5 kg Gewicht/Lebensraumhöhe 60 cm, Laufbodengrundfläche 4.200 cm²-

Typ	Material	Maße B x T x H in mm	Bestell-Nr.
Gestell GK 42-100/50-3, 3 Etagen à 1 Käfig, 50 cm hoch einschließlich 3 Gittertüren	Edelstahl 1.4301	800 x 780 x 1.890	5053164
Gestell GK 42-100/60-2, 2 Etagen à 1 Käfig, 60 cm hoch einschließlich 2 Gittertüren	Edelstahl 1.4301	800 x 780 x 1.790	5053166
Kaninchenkäfig K 42/100-L	LURAN	730 x 730 x 100	3045338
Futtergefäß, ca. 1,25 Liter, FUKA	Edelstahl 1.4301	B = 125 mm	5083721
Flaschenhalter für 1 Flasche 750 ml, FH 75/100-1	Edelstahl 1.4301	72 x 72 x 182	5121005
Tränkflasche 750 ml, mit Nut, F 75	Polycarbonat	72 x 72 x 180	3125004
Silikondichtungsring, SDR 1	Silikon	-	3125101
Tränkkappe mit Kugelkanüle 40 mm, TK-40	Edelstahl 1.4301	-	3125042
Kotschale, KK 4200-L	LURAN	750 x 730 x 40	3094229
Seitenwand, undurchsichtig für 3-etagiges Gestell, 42-50-T	TRESPA	755 x 430	4043762
Seitenwand, undurchsichtig für 2-etagiges Gestell, 42-60-T	TRESPA	755 x 530	4043758
Optionen für Kaninchenkäfige			
Erhöhte Liegefläche	NORYL	1.650 cm ²	5044930S
Erhöhte Liegefläche	LURAN	1.650 cm ²	5044931S
Kaninchenkäfig K 42/100-N	NORYL	730 x 730 x 100	3045339
Tränkflasche 750 ml, mit Nut, F 75 PSU	Polysulfon	72 x 72 x 180	3125016
Kotschale, KK 4200-N	NORYL	750 x 730 x 40	3094230
Seitenwand, transparent für 3-etagiges Gestell, 42-50-P	Polycarbonat	755 x 430	auf Anfrage
Seitenwand, transparent für 2-etagiges Gestell, 42-60-P	Polycarbonat	755 x 530	4043759
Automatische Nippeltränke-Einrichtung für 3-etagiges Gestell, AT 42/3	Edelstahl 1.4301	-	5054060
Automatische Nippeltränke-Einrichtung für 2-etagiges Gestell, AT 42/2	Edelstahl 1.4301	-	5054061

Technische Änderungen vorbehalten.

KANINCHENKÄFIGE

INDIVIDUELLE KÄFIGE FÜR KANINCHEN



GK 54/2-60 – zwei Käfiggestelle aneinander gekoppelt

Käfiggestell und Zubehör für Kaninchen über 5 kg Gewicht / Lebensraumhöhe 60 cm, Laufbodengrundfläche 5.400 cm².

Typ	Material	Maße B x T x H in mm	Bestell-Nr.
Gestell GK 54/2-60, 2 Etagen à 1 Käfig, 60 cm hoch einschließlich 2 Gittertüren	Edelstahl 1.4301	940 x 860 x 1.775	5053144
Gestell GK 54/3-60, 3 Etagen á 1 Käfig, 60 cm hoch, einschließlich 3 Gittertüren, obere Etage abnehmbar	Edelstahl 1.4301	940 x 860 x 2.300	5053149
Kaninchenkäfig K 5400-N	NORYL	855 x 775 x 100	3045434
Futtergefäß, ca. 1,25 Liter, FUKA	Edelstahl 1.4301	B = 125 mm	5083721
Flaschenhalter für 1 Flasche 750 ml, FH 75/100-1	Edelstahl 1.4301	-	5121005
Tränkflasche 750 ml, mit Nut, F 75	Polycarbonat	72 x 72 x 180	3125004
Silikondichtungsring, SDR 1	Silikon	-	3125101
Tränkkappe mit Kugelkanüle 40 mm, TK-40	Edelstahl 1.4301	-	3125042
Kotschale, KK 5400-N	NORYL	855 x 775 x 40	3094228
Seitenwand, undurchsichtig, 54-60-T	TRESPA	820 x 540	4043752
Optionen für Kaninchenkäfige			
Erhöhte Liegefläche	NORYL	1.945 cm ²	5044932S
Tränkflasche 750 ml, mit Nut, F 75 PSU	Polysulfon	72 x 72 x 180	3125016
Seitenwand, transparent, 54-60-P	Polycarbonat	820 x 540	4043753
Heuraufe	Edelstahl 1.4301	-	5083789
Automatische Nippeltränke-Einrichtung, AT 54/2	Edelstahl 1.4301	-	5054056

Technische Änderungen vorbehalten.



KANINCHENKÄFIGE

INDIVIDUELLE KÄFIGE FÜR KANINCHEN

Als Erweiterung zu unserem Sortiment im Kaninchenkäfigbereich bietet Ihnen das Gestell zur Aufbewahrung / Reinigung bzw. zum Transport von Liegeflächen eine optimierte Handhabung. Die Leichtigkeit und Wendigkeit des Gestells erfüllen die ergonomischen Gesichtspunkte. Das Gestell wird aus Edelstahl rostfrei / 1.4301 gefertigt, glasperlen- gestrahlt und mit autoklavierbaren Rollen, zwei davon mit Feststeller, versehen.



Typ	Material	Maße B x T x H in mm	Bestell-Nr.
Gestell zur Reinigung / Aufbewahrung und zum Transport von erhöhten Liegeflächen	Edelstahl rostfrei / 1.4301	742 x 512 x 1.780	5033561

Technische Änderungen vorbehalten.