

MEERSCHWEINCHENKÄFIGE

INDIVIDUELLE KÄFIGE FÜR MEERSCHWEINCHEN

Die individuellen ZONLAB Käfige für Meerschweinchen bieten in Größe und Form optimale Haltungsbedingungen bei gleichzeitig einfacher Handhabung.

Je nach Wahl des Materials sind die Käfigwannen hitzebeständig bis 90°C oder 120°C.






MEERSCHWEINCHENKÄFIGE

INDIVIDUELLE KÄFIGE FÜR MEERSCHWEINCHEN

Die Unterbringung der Meerschweinchenkäfige erfolgt in fahrbaren Gestellen mit autoklavierbaren Rollen, zwei Rollen davon mit Feststeller.



MZK 80/25L mit Abdeckgitter komplett



Haus für Meerschweinchen



MZK 80/25L mit erhöhtem Abdeckgitter für Mäuse- und Rattenhaltung

Typ	Material	Maße B x T x H in mm	Bestell-Nr.
Meerschweinchenkäfig MZK 80/25-L	LURAN, hitzebeständig bis 90 °C	810 x 610 x 260	3045320
Frontgitter, MZK-V	Edelstahl 1.4301	-	5043901
Abdeckgitter mit Schiebeöffnung, MZK-A	Edelstahl 1.4301	-	5043902
Futtergefäß, FUMZK	Edelstahl 1.4301	-	5083724
Flaschenhalter für 2 Flaschen 750 ml, FH 75/2	Edelstahl 1.4301	-	5121003
Tränkeflasche 750 ml, mit Nut, F 75	Polycarbonat	72 x 72 x 180	3125004
Silikondichtungsring, SDR 1	Silikon	-	3125101
Tränkkappe mit Kugelkanüle 40 mm, TK-40	Edelstahl 1.4301	-	3125042
Gestell für 4 Käfige, GM 4	Edelstahl 1.4301	905 x 670 x 1.650	5053103
Gestell für 5 Käfige, GM 5	Edelstahl 1.4301	905 x 670 x 1.940	5053101
Gestell für 8 Käfige (2 Käfige je Etage), GM/8	Edelstahl 1.4301	1.760 x 745 x 1.650	5053106
Gestell für 10 Käfige (2 Käfige je Etage), GM/10	Edelstahl 1.4301	1.760 x 745 x 1.940	5053102
Optionen für Meerschweinchenkäfige			
Meerschweinchenkäfige MZK 80/25-N	NORYL, hitzebeständig bis 120 °C	810 x 610 x 260	3045321
Abdeckgitter mit Schiebeöffnung, 100 mm erhöht, Lebensraumhöhe 350 mm	Edelstahl 1.4301	-	5043904
Tränkeflasche 750 ml, mit Nut, F 75 PSU	Polysulfon	72 x 72 x 180	3125016
Laufboden aus Drahtgitter, Maschenweite ca. 10 x 30 mm, MZK-EB	Edelstahl 1.4301	-	5013080
Haus für Meerschweinchen, autoklavierbar, stapelbar, nicht toxisch	Polycarbonat	205 x 157 x 115	3084051
Automatische Nippeltränke-Einrichtung, AT-80/25	Edelstahl 1.4301	-	5054040
Nippelloch (Rundlochöse, 40 mm), notwendig je Käfig bei automatischer Nippeltränke-Einrichtung	Edelstahl 1.4301	40 mm Ø	2351001
Option für Maus- und Rattenhaltung			
Abdeckgitter mit Schiebeöffnung, 100 mm erhöht	Edelstahl 1.4301	-	5043905
Tränkeflasche 250 ml, mit Nut, F 25	Polycarbonat	54 Ø x 145	3125014

Technische Änderungen vorbehalten.