


EXPOSURE LINE – CO₂ BOX

LUFTECHNISCHE SYSTEME





EXPOSURE LINE – CO₂ BOX

Innovation für den Routinebetrieb und die Forschung. Die neue, von ZOONLAB entwickelte, SPS gesteuerte CO₂ Box, schafft erstmals die Möglichkeit, Gase und Gasgemische in einem reproduzierbaren Prozess anzuwenden. Damit

erfüllt die ZOONLAB CO₂ Box alle bekannten Empfehlungen und gesetzlichen Bestimmungen zum Euthanasieren von kleinen Nagern mit CO₂.

Funktion und Ausstattung:

- Programmierbares Mischungsverhältnis von 2 Gasen
- Programmierbarer Volumenstrom des Gasgemisches
- Programmierbare zeitliche Abläufe
- Kontrollierbare Prozessabläufe
- Einfache Bedienung
- Hohe Betriebsicherheit
- Passwortgeschützte Bedieneroberfläche
- Neben den Standardprogrammen können bis zu 20 kundenspezifische Programme hinterlegt werden
- Trend Aufzeichnung von allen Prozessen, graphisch dargestellt
- Lieferumfang ohne Untergestell

Optionen:

- Untergestell



TFT Touchpanel Startbildschirm



Programmauswahl

Käfigtyp	Abmessungen B x T (mm), ohne Haube	Modell M, Abmessungen der Kammer 600 x 640 x 300 mm (B x T x H), Außenabmessungen 1.000 x 725 x 520 mm (B x T x H), Volumen 115 l	Modell L, Abmessungen der Kammer 935 x 640 x 300 mm (B x T x H), Außenabmessungen 1.334 x 725 x 520 mm (B x T x H), Volumen 180 l
1 L	160 x 362	4	7
2	205 x 265	4	8
2 L	205 x 365	3	6
HRC 500	194 x 408	4	6
3 / 3 H	265 x 425	2	4
4	380 x 590	1	2
Bestell-Nr.		5144501S	5144502S
Zubehör			
Untergestell		5144506	5144504

Technische Änderungen vorbehalten.