


IVC GESTELLE UND KÄFIGE

FÜR LUFTECHNISCHE SYSTEME TYP VENT LT

ZOONLAB BIO. A.S.® IVC Systeme garantieren hohe biologische Sicherheit, leichte und ergonomische Handhabung und Konformität mit der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments.





VENT LT BIO. A.S.® IVC KÄFIGGESTELLE

FÜR LUFTTECHNISCHE SYSTEME

Bei typischem Gebrauch ist das Gestell nur alle 12 bis 16 Monate zu reinigen.

Die aus Edelstahl gefertigten Gestelle Vent LT BIO. A.S.® für IVC-Käfige zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre einfache Handhabung aus. Die Montage der Gestelle erfordert kein Werkzeug. Weitere Optionen auf Anfrage.



Vent LT BIO. A.S.® IVC Käfiggestell



Separater Zu- und Abluftanschluss für jeden Käfig, Rundrohre für eine verbesserte Luftzirkulation und erleichterte Reinigung

Käfig Typ	Käfigkapazität	Gestell	Aufteilung	Maße in mm (B x H x T)	Bestell-Nr.
1 L	56	einseitig	8 Etagen x 7 Käfige	1.376 x 1.950 x 540	5144269
1 L	64	einseitig	8 Etagen x 8 Käfige	1.554 x 1.950 x 540	5144269-1
1 L	72	einseitig	8 Etagen x 9 Käfige	1.732 x 1.950 x 540	5144269-2
1 L	80	einseitig	8 Etagen x 10 Käfige	1.910 x 1.950 x 540	5144269-6
1 L	112	doppelseitig	8 Etagen x 7 Käfige	1.376 x 1.950 x 840	5144269-3
1 L	128	doppelseitig	8 Etagen x 8 Käfige	1.554 x 1.950 x 840	5144269-4
1 L	144	doppelseitig	8 Etagen x 9 Käfige	1.732 x 1.950 x 840	5144269-5
1 L	160	doppelseitig	8 Etagen x 10 Käfige	1.910 x 1.950 x 840	5144269-7
HRC 500	70	einseitig	10 Etagen x 7 Käfige	1.480 x 1.996 x 545	5144352-3
HRC 500	80	einseitig	10 Etagen x 8 Käfige	1.693 x 1.996 x 545	5144353-3
HRC 500	140	doppelseitig	10 Etagen x 7 Käfige	1.480 x 1.996 x 895	5144356-3
HRC 500	160	doppelseitig	10 Etagen x 8 Käfige	1.693 x 1.996 x 895	5144357-3
2 L	48	einseitig	8 Etagen x 6 Käfige	1.450 x 1.950 x 540	5144264
2 L	56	einseitig	8 Etagen x 7 Käfige	1.670 x 1.950 x 540	5144263
2 L	64	einseitig	8 Etagen x 8 Käfige	1.890 x 1.950 x 540	5144265
2 L	96	doppelseitig	8 Etagen x 6 Käfige	1.450 x 1.950 x 840	5144266
2 L	112	doppelseitig	8 Etagen x 7 Käfige	1.670 x 1.950 x 840	5144267
2 L	128	doppelseitig	8 Etagen x 8 Käfige	1.890 x 1.950 x 840	5144268
3 (H)	20	einseitig	5 Etagen x 4 Käfige	1.250 x 1.950 x 600	5144271
3 (H)	24	einseitig	6 Etagen x 4 Käfige	1.250 x 1.950 x 600	5144272
3 (H)	30	einseitig	6 Etagen x 5 Käfige	1.530 x 1.950 x 600	5144273
3 (H)	36	einseitig	6 Etagen x 6 Käfige	1.810 x 1.950 x 600	5144274
3 (H)	42	einseitig	6 Etagen x 7 Käfige	2.090 x 1.950 x 600	5144275
3 (H)	48	doppelseitig	6 Etagen x 4 Käfige	1.250 x 1.950 x 970	5144276
3 (H)	60	doppelseitig	6 Etagen x 5 Käfige	1.530 x 1.950 x 970	5144277
3 (H)	72	doppelseitig	6 Etagen x 6 Käfige	1.810 x 1.950 x 970	5144278

IVC KÄFIGE FÜR LUFTECHNISCHE SYSTEME

ZOONLAB IVC Käfige bieten eine Vielzahl an Variationen und Anpassungsmöglichkeiten, um optimal für Ihre Einsatzzwecke geeignet zu sein. Zudem sind die kompletten Käfige, aus Polycarbonat bis 121°C und aus Polysulfon bis 134°C, autoklavierbar.



Kompletter IVC Käfig Typ 2 L inkl. Käfigschale, Edelstahldeckel, Filterebene, Filterhaube inkl. CO₂-Membrane und Tränkflasche



Edelstahldeckel, mit klappbarem Trennblech für Typ 2 L Käfigschale



Filterhaube mit CO₂-Membrane und Befestigungsklammern für Käfig Typ 2 L



Filterebene, bestehend aus Belüftungsdeckel, Spannrahmen und Filtervlies für Filterhaube Typ 2 L

Käfigtyp	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)
1 L	Käfige und Filterhauben aus Polycarbonat und Polysulfon erhältlich, Filterebenen nur aus Polysulfon erhältlich	362 x 160 x 143 mm Laufbodenfläche: 405 cm ²
HRC 500	Käfige und Filterhauben aus Polycarbonat und Polysulfon erhältlich, Filterebenen nur aus Polysulfon erhältlich	408 x 185 x 120 mm Laufbodenfläche: 502 cm ²
2 L	Käfige und Filterhauben aus Polycarbonat und Polysulfon erhältlich, Filterebenen nur aus Polysulfon erhältlich	365 x 205 x 140 mm Laufbodenfläche: 530 cm ²
3	Käfige und Filterhauben aus Polycarbonat und Polysulfon erhältlich, Filterebenen nur aus Polysulfon erhältlich	425 x 265 x 150 mm Laufbodenfläche: 830 cm ²
3 H	Käfige und Filterhauben aus Polycarbonat und Polysulfon erhältlich, Filterebenen nur aus Polysulfon erhältlich	425 x 265 x 180 mm Laufbodenfläche: 800 cm ²



IVC KÄFIGE

FÜR LUFTECHNISCHE SYSTEME

Im Folgenden finden Sie Optionen für die verschiedenen Käfiggrößen mit den jeweiligen Bestellnummern. Bitte beachten Sie, dass einige Artikel in Polycarbonat (PC) und Polysulfon (PSU) erhältlich sind. Der von uns verwendete Edelstahl ist rostfrei (1.4301 / AISI 304).

Bestellnummern				
Käfigschalen	1 L	HRC 500	2 L	3 / 3 H
Käfig, Standard	PC 3010030 PSU 3010029	PC 3010045 PSU 3010044	PC 3010034 PSU 3010041	PC 3010003 PSU 3010048
Käfig, erhöht (nur für Typ 3 H)				PC 3010033 PSU 3010047
Deckel				
Edelstahldeckel, mit geteilter Raufe	5023500	5023497-2	5023427	5023428
Edelstahldeckel, mit klappbarem Trennblech			5023481-2	5023483
Filterhauben				
Bio. A.S.® Filterhaube, geschlossen, mit Befestigungsklammern für außenliegende Tränkflasche	PC 5010920S PSU 5010921S		PC 5010917S PSU 5010918S	PC 5010907S PSU 5010919S
Bio. A.S.® Filterhaube, geschlossen, mit Verriegelungsclips für außenliegende Tränkflasche		PSU 5010931-3S	PC 5010938S PSU 5010939S	
Bio. A.S.® Filterhaube mit CO ₂ -Membrane, Befestigungsklammern für außenliegende Tränkflasche	PSU 5010927S		PSU 5010924S	PSU 5010925S
Bio. A.S.® Filterhaube mit CO ₂ -Membrane, Verriegelungsclips für außenliegende Tränkflasche		PSU 5010933-3S	PC 5010911-1S PSU 5010911S	
Filterebenen				
Filterebene, bestehend aus: Deckel, Rahmen, Vlies	PSU 5010940	PSU 2401204-3	PSU 5010941	PSU 5010942
Flaschen und Zubehör				
Tränkflasche F 25, 250 ml, rund	PC 3125014 PSU 3125029	PC 3125014 PSU 3125029	PC 3125014 PSU 3125029	PC 3125014 PSU 3125029
Tränkflasche F 30, 300 ml, quadratisch	PC 3125027 PSU 3125028	PC 3125027 PSU 3125028	PC 3125027 PSU 3125028	PC 3125027 PSU 3125028
Tränkflasche F 40, 400 ml, quadratisch (nur mit Silikondichtungsring Typ 3 kompatibel)			PC 3125005 PSU 3125015	PC 3125005 PSU 3125015
Tränkflasche F 53, 475 ml, quadratisch				PC 3125011 PSU 3125017
Tränkkappe, Edelstahl, 40 mm-Kanüle mit 1,8 mm-Bohrung	3125032		3125032	3125032
Tränkkappe, Edelstahl, 50 mm-Kanüle mit 2,2 mm-Bohrung		3125054		
Silikondichtungsring Typ 1, Vollgummi, glatt	3125101	3125101	3125101	3125101
Silikondichtungsring Typ 3, Vollgummi, geriffelt	3125116	3125116	3125116	3125116
Sonstiges				
Kartenträger DIN A7, Querformat, Edelstahl (nur bei Klammern)	5104512		5104512	5104512
Kartenträger DIN A7, Hochformat, Edelstahl (nur bei Klammern)	3104514		3104514	3104514
Kartenträger DIN A7, Hochformat, PSU (nur bei Klammern)	5104513		5104513	5104513
Kartenträger DIN A7, Querformat, PSU (nur bei Verriegelungsclips)			3104513	
Kartenträger DIN A7, HRC, Edelstahl		5104529		

Technische Änderungen vorbehalten.