

TRANSPORTSYSTEM FÜR TRÄNKFLASCHEN

TRANSPORTWAGEN UND FLASCHENSPÜLKÖRBE

Das ZONLAB Transportsystem für Flaschenspülkörbe erleichtert im täglichen Routinebetrieb sämtliche Arbeitsabläufe rund um die Tränkflasche.

Transportwagen und der passende Spülkorb garantieren ein ergonomisches und effizientes Tränkflaschen-Management.





TRANSPORTWAGEN FÜR FLASCHENSPÜLKÖRBE, AUS EDELSTAHL ROSTFREI

ZOONLAB Transportwagen für Spülkörbe erleichtern das Arbeiten mit Tränkflaschen im Alltag. Zum Be- und Entladen verbleiben die beladenen Spülkörbe während des gesamten Arbeitsablaufes im Transportwagen. Kunststoffschienen (Option) erleichtern die Herausnahme der Körbe und vermeiden störende Schleifgeräusche. Rundrohre und autoklavierbare Leichtlaufrollen sorgen für einen hohen Fahrkomfort. Das aus rostfreiem Edelstahl gefertigte Gestell ist glasperlengestrahlt und autoklavierbar. Die vorderen zwei der vier Lenkrollen sind feststellbar, um zwischen präziser Mobilität und festem Stand wechseln zu können. Das Standardmodell verfügt über Kapazitäten für 10 Flaschenspülkörbe, es können jedoch auf Wunsch auch Transportwagen für 12, 15 oder 18 Körbe gefertigt werden.



Typ	Beschreibung	Maße in mm (B x T x H)	Bestell-Nr.
TW-FSPÜ-PA	für die Aufnahme von 10 Flaschenspülkörben mit jeweils 250 oder 270 mm Höhe, inkl. Führungsschienen mit Polyamid-Auflage	610 x 640 x 1.631	5113705-8
TW-FSPÜ	für die Aufnahme von 10 Flaschenspülkörben mit jeweils 250 oder 270 mm Höhe, ohne Führungsschienen mit Polyamid-Auflage	610 x 640 x 1.631	5113705-9
Option			
Abdeckhaube-TW	Abdeckhaube zum Schutz des Transportwagens und dessen Inhalt, mit 2 Reißverschlüssen, autoklavierbar	passend für die oben genannten Transportwagen	3119947

FLASCHENSPÜLKÖRBE AUS EDELSTAHL ROSTFREI

ZOONLAB Flaschenspülkörbe sind für Tränkflaschen aller gängigen Größen ausgelegt. Sie sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, elektrolitisch poliert und autoklavierbar. Alle Varianten der Spülkörbe sind untereinander stapelbar. Die Fixierung der Flaschen erfolgt durch einen abnehmbaren Deckel, um auch während der Reinigung einen festen Halt zu gewährleisten.



Typ	Beschreibung	Maße in mm (B x T x H)	Bestell-Nr.
FSPÜ 25-30 / 250	Spülkorb für die Aufnahme von 18 Flaschen der Typen F 25 und/oder F 30	500 x 265 x 250	5122099
FSPÜ 40-75 / 250	Spülkorb für die Aufnahme von 18 Flaschen der Typen F 40, F 50, F 53 und/oder F 75	500 x 265 x 250	5122100
FSPÜ 25-30 / 270	Spülkorb für die Aufnahme von 18 Flaschen der Typen F 25 und/oder F 30	500 x 265 x 270	5122096
FSPÜ 40-75 / 270	Spülkorb für die Aufnahme von 18 Flaschen der Typen F 40, F 50, F 53 und/oder F 75	500 x 265 x 270	5122097
Option			
FSPÜ Deckel	geeignet für Spülkörbe der Typen FSPÜ 25-30 und FSPÜ 40-75	495 x 240, Griff 70 mm hoch	5122098

Technische Änderungen vorbehalten.