

TRANSPORTWAGEN UND AUTOKLAVIERWAGEN

TRANSPORT & ZUBEHÖR

Sämtliche Wagen werden aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und besitzen 4 Lenkrollen 100 mm \varnothing (davon 2 Stück mit

Feststeller). Die Lenkrollen haben ein Edelstahl-Gehäuse und sind bis 134°C autoklavierbar.





TRANSPORTWAGEN UND AUTOKLAVIERWAGEN



Transport- und Autoklavierwagen, geschlossen



Transport- und Autoklavierwagen, 1.500 mm Höhe

Bezeichnung	Maße (B x T x H) in mm	Bestell-Nr.
Transport- und Autoklavierwagen mit zwei abschließbaren Türen, rückseitig mit Filtermatten EU 4, beidseitig mit Griffmulden	970 x 500 x 1.500	5113760
Transport- und Autoklavierwagen mit zwei abschließbaren Türen, rückseitig mit Filtermatten EU 4, beidseitig mit Griffmulden	970 x 500 x 1.900	5113761

TRANSPORTWAGEN TWA



TWA 9/5/18-LB



Transport- und Autoklavierwagen 5113813

Der Etagenabstand zwischen den Etagenblechen beträgt 590 mm.

Bezeichnung	Maße (L x B x H) in mm	Bestell-Nr.
a) mit gelochtem Etagenblech		
TWA 9/5/18-LB	960 x 500 x 1.800	5113774
TWA 12/5/18-LB	1.200 x 500 x 1.800	5113775
b) mit Etagenblech ohne Lochung		
TWA 9/5/18-GB	960 x 500 x 1.800	5113776
TWA 12/5/18-GB	1.200 x 500 x 1.800	5113777
c) mit Etagen aus punktgeschweißten Drahtgittern, z.B. zum Autoklavieren von Futtersäcken		
TWA 9/5/18-DB	960 x 500 x 1.800	5113778
TWA 12/5/18-DB	1.200 x 500 x 1.800	5113779

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Transport- und Autoklavierwagen mit 3 nach hinten geneigten, gelochten und hochgekanteten Etagenblechen, Etagenabstand 605 mm.

Bezeichnung	Maße (L x B x H) in mm	Bestell-Nr.
Transport- und Autoklavierwagen	1.000 x 500 x 1.850	5113814
Transport- und Autoklavierwagen	1.250 x 500 x 1.850	5113813

Technische Änderungen vorbehalten.



TRANSPORTSYSTEM FÜR KÄFIGSCHALEN

TROLLEY FÜR KÄFIGSCHALEN

Das ZOONLAB Transportsystem für Käfigschalen erleichtert im täglichen Routinebetrieb die Logistik und Aufbewahrung. Rundrohre und autoklavierbare Leichtlaufrollen sorgen für einen hohen Fahrkomfort. Der Trolley lässt sich zusätzlich wie eine Sackkarre nutzen. Der aus rostfreiem Edelstahl gefertigte Trolley ist glasperlengestrahlt und autoklavierbar. Zwei der vier Rollen sind lenkbar und feststellbar. (Zwei Rollen sind nicht lenkbar - damit die Sackkarrenfunktion möglich ist). Optional können wir Trolleys für alle am Markt gängigen Käfigschalen fertigen - auch für Käfigschalen anderer Hersteller.



Trolley für Käfige Typ 1L, 2, HRC 500 und 2 L

Bezeichnung	Material	Maße in mm (B x T x H)	Bestell-Nr.
Trolley für Käfige Typ 1L, 2, HRC 500 und 2L, 2 Reihen übereinander, 2 Reihen nebeneinander, Kapazität: 40 Käfige	Edelstahl rostfrei / 1.4301	507 x 441 x 1.372	5113757
Trolley für Käfige Typ 4, 2 Reihen übereinander, Kapazität: 16 Käfige	Edelstahl rostfrei / 1.4301	631 x 440 x 1.372	5113758
Option			
Abdeckhaube für Trolley (Käfige Typ HRC 500, 1L, 2, 2L) Gewebe weiß, 2 starke Reißverschlüsse in den Ecken, 5 Minuten bei 136 Grad sterilisierbar	Leinwandgewebe	507 x 454 x 1.250	3119948
Abdeckhaube für Trolley (Käfig Typ 4) Gewebe weiß, 2 starke Reißverschlüsse in den Ecken, 5 Minuten bei 136 Grad sterilisierbar	Leinwandgewebe	735 x 440 x 1.250	3119949
Zubehör			
Käfigschale Typ 1 L, Laufbodenfläche 405cm ²	Polycarbonat	362 x 160 x 143	3010030
	Polysulfon		3010029
Käfigschale Typ 2, Laufbodenfläche 360cm ²	Polycarbonat	265 x 205 x 140	3010010
	Polysulfon		3010046
Käfigschale Typ HRC 500, Laufbodenfläche 502cm ²	Polycarbonat	408 x 185 x 120	3010045
	Polysulfon		3010044
Käfigschale Typ 2 L, Laufbodenfläche 530cm ²	Polycarbonat	365 x 205 x 140	3010034
	Polysulfon		3010041
Käfigschale Typ 4, Laufbodenfläche 1.815cm ²	Polycarbonat	590 x 380 x 200	3010006
	Polysulfon		3010027

Technische Änderungen vorbehalten.

TRANSPORTWAGEN / PLATTFORMWAGEN



TW4931-91S

Ladefläche ohne Rutschkante

Bezeichnung	Maße (L x B x H) in mm	Bestell-Nr.
TW 4921-91S	940 x 500 x 855	5113750
TW 4922-91S	1.100 x 700 x 890	5113751

Ladefläche mit Rutschkante LABO

Bezeichnung	Maße (L x B x H) in mm	Bestell-Nr.
TW 4931-91S	945 x 505 x 855	5113748
TW 4932-91S	1.105 x 705 x 890	5113742

TRANSPORTWAGEN, 2-ETAGIG



TW 47022



LABO

Etagenbleche mit Rutschkante

Bezeichnung	Maße (L x B x H) in mm	Bestell-Nr.
TW 47022	900 x 600 x 1.020 (Etagenabstand 590 mm)	5113752
TW 47122	1.100 x 700 x 1.020 (Etagenabstand 590 mm)	5113753

Etagenbleche ohne Rutschkante

Bezeichnung	Maße (L x B x H) in mm	Bestell-Nr.
LABO	1.200 x 575 x 830 (Etagenabstand 650 mm)	5113702

TRANSPORTWAGEN TW-MSW



TW-MSW 8 x 5/2

Der Transportwagen Typ TW-MSW ist als autoklavierbare Ausführung sowie nicht autoklavierbare Ausführung erhältlich.

Bezeichnung	Maße (L x B x H) in mm	Bestell-Nr. nicht autoklavierbar	Bestell-Nr. autoklavierbar
TW-MSW 6 x 4/2	700 x 500 x 895, 2 Etagen	3111735	5111735S
TW-MSW 8 x 5/2	900 x 600 x 940, 2 Etagen	3111736	5111736S
TW-MSW 10 x 6/2	1.100 x 700 x 960, 2 Etagen	3111738	5111738S
TW-MSW 6 x 4/3	700 x 500 x 895, 3 Etagen	3111732	5111732S
TW-MSW 8 x 5/3	900 x 600 x 940, 3 Etagen	3111733	5111733S
TW-MSW 10 x 6/3	1.100 x 700 x 940, 3 Etagen	3111734	5111734S

Technische Änderungen vorbehalten.

VORRATSBEHÄLTER



FVB 2



FVB 2 long



FVB 3

Typ	Beschreibung	Maße in mm (B x T x H)	Bestell-Nr.
FVB 2	Vorratsbehälter für Futter oder Einstreu, Volumen ca. 100 l	500 x 500 x 400/845	5113724
FVB 2 long	Vorratsbehälter für Futter oder Einstreu, Volumen ca. 200 l	1.300 x 550 x 400/880	5113726
FVB 3	Vorratsbehälter für Futter oder Einstreu, Volumen ca. 480 l	1.000 x 600 x 800	5113725

ABFALLSAMMELWAGEN

ABSA

Das obere Etagenblech besitzt auf einer Seite einen Abfalltrichter mit Spannring zur Befestigung eines handelsüblichen Abfallsackes.



ABSA



ABSA 2

ABSA 2

Abfallsammler mit Müllsackhalter, Edelstahl rostfrei, Einwurföffnung 340 mm Ø.

Bezeichnung	Maße (L x B x H) in mm	Bestell-Nr.
ABSA	1.200 x 575 x 1.020	5113707
ABSA 2	500 x 650 x 950	3113708

SACKKARRE



Sackkarre aus Aluminium
Schaufelmaß: 400 x 160 mm
Räder: Vollgummi 250 mm Ø, nicht autoklavierbar

Bezeichnung	Bestell-Nr.
SACKK	3111760

Technische Änderungen vorbehalten.

DOKUMENTATIONSTISCH

STHEPULT

Das ZOONLAB Stehpult gefertigt aus rostfreiem Edelstahl kann Ihnen als Rednerpult, Dokumentationspult und -ablage, plus weitere Anwendungsmöglichkeiten im Tierhaltungsbereich dienen. Mit Hilfe der Leichtlaufrollen lässt

sich der Stehpult mit einem hohen Fahrkomfort verschieben. Zwei von vier Rollen sind feststellbar. Das ZOONLAB Stehpult ist autoklavierbar.



Bezeichnung	Material	Maße in mm (B x T x H)	Bestell-Nr.
Sthepult für Dokumente (Grundgestell mit Dokumentationsfach)	Edelstahl rostfrei / 1.4301	650 x 467 x 1.100	5115026
Option in Verbindung mit dem Grundgestell			
Schrägauflage für Stehpult 12° Neigung, wird lose aufgelegt	Edelstahl rostfrei / 1.4302	606 x 449 x 139	5115024
Druckerfach für Stehpult	Edelstahl rostfrei / 1.4303	591 x 447 x 300	5115027
Schublade für Stehpult	Edelstahl rostfrei / 1.4304	531 x 295 x 150	5115028
Tastaturauszug für Stehpult	Edelstahl rostfrei / 1.4305	531 x 300 x 20	5115029

Technische Änderungen vorbehalten.