

ENRICHMENT

BESCHÄFTIGUNG FÜR GRÖßERE TIERE

Unser Enrichment aus Polycarbonat ist bestens für wissenschaftliche Tierhaltungen geeignet. Das Material ist widerstandsfähig, autoklavierbar und kann auch den Kräften von größeren Tieren standhalten. Insbesondere Futtersuchspiele beschäftigen Tiere und geben ein Erfolgserlebnis.





FUTTERSPIEL – ENRICHMENT

GROSSTIERE




Feed me

- Zur Beschäftigung
- Befüllbar mit Trockenfutter
- Autoklavierbar bis 134°C,
- nicht toxisch
- auch geeignet für Großtiere wie Schweine und Schafe oder Pferde
- Maße (L x B x H): 270 x 110 x 110 mm
- Material: Polycarbonat
- 1 St. / VE
- Bestell-Nr. 3084300

Eine Halterung zur Anbringung an Gehegeteilen wurde von ZOONLAB entwickelt

Für eine feste Installation der Futterrolle an Gehegesysteme wurde eine Halterung entwickelt. Sie ist auch für größere Tiere wie Schweine oder Pferde geeignet.



Feed me mit Halterung

- Zur Beschäftigung
- Befüllbar mit Trockenfutter
- Autoklavierbar bis 134°C, nicht toxisch
- auch geeignet für Großtiere wie Schweine und Schafe oder Pferde
- Material der Halterung: Edelstahl
- 1 St. / VE
- Bestell-Nr. auf Anfrage

