


EDELSTAHL – ENRICHMENT

FÜR KLEINTIERNAGER

Unser Enrichment aus Edelstahl ist bestens für wissenschaftliche Tierhaltungen geeignet. Diese nachhaltige Alternative wird von den Tieren gerne angenommen. Reinigungs-, Wasch- sowie Sterilisationsprozesse nehmen fast keinen Einfluss auf die Produktlebenszeit.

Eine saubere, nachhaltige Alternative zu unserem Kunststoff-Enrichment Sortiment.






EDELSTAHL – ENRICHMENT

FÜR KLEINTIERNAGER

MAUS- UND RATTENBÖGEN

aus rostfreiem Edelstahl / 1.4301



Mausbogen

Mausbögen mindern das Aggressionsverhalten der Tiere untereinander. Zusätzlich erhalten die Tiere eine Möglichkeit ihren Kletterdrang auszuleben.

Die runde Bogenform hat sich in wissenschaftlichen Studien als besonders geeignet erweisen.

Das natürliche Verhalten der Tiere wird gefördert.

Typ	Maße (L x B x H) in mm	Bestell-Nr.
Klein	142 x 90 x 60	5083804
Mittel	160 x 95 x 70	5083801
Groß	166 x 90 x 94	5083805

MAUS-RAMPE



aus rostfreiem Edelstahl / 1.4301

Die Mause Rampe aus Edelstahl kann als Enrichment in Käfigschalen eingelegt werden. Die Rampe kann die Erreichbarkeit von Futter und Wasser für kleinere Tiere sicherstellen. Zusätzlich dient sie als Kletterenrichment, das den Erkundungsdrang fördert.

Typ	Bestell-Nr.
Für Typ 2 L Käfige	5084130

EDELSTAHL – ENRICHMENT

FÜR KLEINTIERNAGER

MAUS-CLIMBER



Maus-Climber dient zum Einhängen in den Gitterdeckel und schafft eine weitere Klettermöglichkeit für die Tiere. Das Erreichen von sonst unzugänglichen Stellen wird den Tieren dadurch erleichtert.

Typ	Maße (L x B x) in mm	Bestell-Nr.
Maus-Climber	142 x 70	5063299