

REVOLYZER - Das innovative Laufradsystem



Effektiv

48 Laufräder mit integrierter Erfassung der Laufaktivität und Auswertungs-PC auf 1 m²

Benutzerfreundlich

Laufradlager und Messelektronik sind außerhalb des Käfigs angebracht und sicher im System integriert. Dies erlaubt einen einfachen Käfigwechsel und einen unkomplizierten Zugang zum Tier



Tierschutzgerecht

Das Laufrad ist eine wertvolle Anreicherung im Käfig und erlaubt dem Versuchstier seinem Bedürfnis nach Aktivität nachzukommen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, kommt es im Revolyzer nicht zu Verletzungen der Mäuse. Durch die Messung der Laufaktivität können Schmerzen, Leiden und Belastungen frühzeitig und objektiv erfasst werden.

Von Anwendern für Anwender entwickelt

Robust

Stabile und kompakte Edelstahlausführung.
Wartungsfrei und langlebig.
Für den Dauerbetrieb konzipiert.

Flexibel

Gern gehen wir auf Ihre besonderen Anforderungen und Wünsche bei der Ausstattung Ihres **REVOLYZER** ein.

Präzise

Genauere Erfassung der Laufaktivität mit zeitlicher Zuordnung. So können mehrere Aktivitätsparameter ausgewertet werden. Ein präzises Achslager mit magnetischer Bremse sorgt für einen standardisierten Laufwiderstand und reduziert das Nachlaufen des Rades



preclinics

ZOONLAB GmbH
Hermannstraße 6
44579 Castrop-Rauxel
Deutschland

[ZOONLAB]
ANIMAL HUSBANDRY EXPERTS

T: +49 (0) 23 05-9 73 04 - 0
F: +49 (0) 23 05-9 73 04 - 44
E: info@zoonlab.de
www.zoonlab.de