




[KUSCHELMATTE]



Ursprünglich von einer Arbeitsgruppe der Charité entwickelt hat ZOONLAB das Konzept des Injektionstunnels aufgegriffen und eine aus Edelstahl bestehende Variante entwickelt.

Langlebigkeit und Hygiene standen dabei mit im Vordergrund, so dass alle Komponenten wasch- und autoklavierbar sind.

Der **Injektionstunnel inklusive Kuschelmatte** ist unter der **Artikelnummer 3131085** erhältlich.

Weitere Austauschmatten können unter der **Artikelnummer 3131088** bestellt werden.

Die Nutzererfahrung zeigt, dass Mäuse sich gerne in die Kuschelmatte vergraben, so dass Injektionen stressfrei möglich sind.

#### Der Injektionstunnel bietet:

- **Schutz und Rückzugsort für die Tiere**
- **Kuschelzone bei Injektionen**
- **hohe Standfestigkeit**

Wie immer steht bei ZOONLAB das Tierwohl im Mittelpunkt.

**Maße:** 140 x 100 x 111 mm (B x L x H) Ø 84,9 innen  
aus Edelstahl 1.4301;

**Artikelnummer:** 3131085

#### Optionales Zubehör

Kuschelmatte 3131088