

# IVC GESTELLE UND KÄFIGE FÜR KLEINTIER-NAGER

ZOONLAB BIO. A.S.® IVC Systeme garantieren hohe biologische Sicherheit, leichte und ergonomische Handhabung und Konformität mit der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments.

Bei typischem Gebrauch ist das Gestell nur alle 12 bis 16 Monate zu reinigen.

Die aus Edelstahl gefertigten Gestelle Vent LT BIO. A.S.® für IVC-Käfige zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre einfache Handhabung aus. Werkzeuglos lassen sich die Gestelle für die Reinigung vorbereiten. Die Gestelle verfügen über einen separaten Zu- und Abluftanschluss für jeden Käfig, die Rundrohre verbessern die Luftzirkulation und vereinfachen die Reinigung.



Vent LT BIO. A.S.® I mit IVC Käfiggestell



IVC Käfig Typ 2 L



# IVC GESTELLE

## FÜR LUFTECHNISCHE SYSTEME



- Separater Zu- und Abluftanschluss für jeden Käfig
- Werkzeugfreies Demontieren und Remontieren
- Rundrohre für eine verbesserte Luftzirkulation
- Rundrohre für einen bessere Reinigung

| Typ VENT LT Bio.A.S.®  | einseitig /<br>doppelseitig | Aufteilung          | Außenabmessungen<br>in mm (B x H x T) | Bestell-Nr. |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| für 48 Käfige Typ 2 L  | einseitig                   | 8 Etagen x 6 Käfige | 1450 x 1935 x 560                     | 5144264     |
| für 96 Käfige Typ 2 L  | doppelseitig                | 8 Etagen x 6 Käfige | 1450 x 1935 x 860                     | 5144266     |
| für 64 Käfige Typ 2 L  | einseitig                   | 8 Etagen x 8 Käfige | 1890 x 1935 x 560                     | 5144265     |
| für 128 Käfige Typ 2 L | doppelseitig                | 8 Etagen x 8 Käfige | 1890 x 1935 x 860                     | 5144268     |
| für 24 Käfige Typ 3    | einseitig                   | 6 Etagen x 4 Käfige | 1250 x 1935 x 620                     | 5144272-1   |
| für 48 Käfige Typ 3    | doppelseitig                | 6 Etagen x 4 Käfige | 1250 x 1935 x 980                     | 5144276     |
| für 30 Käfige Typ 3    | einseitig                   | 6 Etagen x 5 Käfige | 1530 x 1935 x 620                     | 5144273     |
| für 60 Käfige Typ 3    | doppelseitig                | 6 Etagen x 5 Käfige | 1530 x 1935 x 980                     | 5144277     |
| für 42 Käfige Typ 3    | einseitig                   | 6 Etagen x 7 Käfige | 2090 x 1935 x 620                     | 5144275     |

Weitere Optionen auf Anfrage.

\* Die Außenabmessungen der Gestelle sind ohne Wandabweiserrollen angegeben.



# IVC KÄFIGE

## FÜR LUFTECHNISCHE SYSTEME

ZOONLAB IVC Käfige bieten eine Vielzahl an Variationen und Anpassungsmöglichkeiten um optimal für Ihre Einsatzzwecke geeignet zu sein. Zudem sind die kompletten Käfige, aus Polycarbonat bis max. 121°C und aus Polysulfon bis max. 134°C, autoklavierbar.

## IVC KÄFIG TYP 2 L

Typ 2 L Käfige bieten ausreichend Platz für diverses Enrichment zum Platzieren im Käfig.



mit integriertem Trennblech



Kompletter IVC Käfig Typ 2 L inkl. Käfigschale, Edelstahldeckel, Filterebene, Filterhaube mit CO<sub>2</sub>-Membrane und Tränkflasche.

Edelstahldeckel, mit klappbaren Trennblech für Typ 2 L Käfigschalen

| Typ           | Bestell-Nr. |
|---------------|-------------|
| DST 2 L F2eOf | 5023481-2   |

Filterhaube mit CO<sub>2</sub>-Membrane und Befestigungsklammern für Käfig Typ 2 L

| Typ         | Bestell-Nr. |
|-------------|-------------|
| Filterhaube | 5010924S    |



Filterebene, bestehend aus Belüftungsdeckel, Spannrahmen und Filtervlies für Filterhaube Typ 2 L

| Typ             | Bestell-Nr. |
|-----------------|-------------|
| Filterebene 2 L | 5010941S    |

## KÄFIGSCHALEN

| Käfigtyp | Beschreibung                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 L      | Käfige aus Polycarbonat und Polysulfon erhältlich, Filterhauben und Filterebenen nur aus Polysulfon erhältlich |
| 3 *      | Käfige und Filterhauben aus Polycarbonat und Polysulfon erhältlich, Filterebenen nur aus Polysulfon erhältlich |

\* mit Mindestabnahmemenge:

Polycarbonate 250 Stück,

Polysulfone auf Anfrage



# IVC GESTELLE UND KÄFIGE

## FÜR LUFTECHNISCHE SYSTEME

Im Folgenden finden Sie Optionen für die verschiedenen Käfiggrößen mit den jeweiligen Bestellnummern. Bitte beachten Sie, dass einige Artikel in Polycarbonat (PC) und Polysulfon (PSU) erhältlich sind.

| Käfigschalen                                                                                                  | 2 L                       | 3                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Käfig, Standard                                                                                               | PC 3010034<br>PSU 3010041 | PC 3010003<br>PSU 3010048 |
| <b>Deckel (vgl. Kapitel 1)</b>                                                                                |                           |                           |
| Edelstahldeckel, mit klappbarem Trennblech                                                                    | 5023481-2                 | 5023483                   |
| <b>Filterhauben</b>                                                                                           |                           |                           |
| Bio. A.S.® Filterhaube, geschlossen, mit Befestigungsklammern für außenliegende Tränkflasche                  | PSU 5010918S              |                           |
| Bio. A.S.® Filterhaube mit CO <sub>2</sub> -Membrane, mit Befestigungsklammern für außenliegende Tränkflasche | PSU 5010924S              | PSU 5010925S              |
| <b>Filterebenen</b>                                                                                           |                           |                           |
| Filterebene, bestehend aus: Belüftungsdeckel, Halterahmen, Vlies                                              | PSU 5010941S              | PSU 5010942S              |
| <b>Tränkflaschen (vgl. Kapitel 1)</b>                                                                         |                           |                           |
| Tränkflasche F 30, 300 ml, quadratisch                                                                        | PSU 3125028               | PSU 3125028               |
| Tränkflasche F 40, 400 ml, quadratisch<br>(nur mit Silikondichtungsring Typ 3 kompatibel)                     | PC 3125005                | PC 3125005                |
| Tränkkappe, Edelstahl, 40 mm-Kanüle mit 1,8 mm-Bohrung                                                        | 3125032                   | 3125032                   |
| Silikondichtungsring Typ 1, glatt                                                                             | 3125101                   | 3125101                   |
| Silikondichtungsring Typ 3, geriffelt                                                                         | 3125116                   | 3125116                   |
| <b>Kartenträger (vgl. Kapitel 1)</b>                                                                          |                           |                           |
| Kartenträger DIN A7, Querformat, Edelstahl                                                                    | 5104507                   | 5104507                   |
| Kartenträger DIN A7, Hochformat, Edelstahl S7                                                                 | 5104514                   | 5104514                   |
| Kartenträger PSU, Hochformat, Edelstahl S7                                                                    | 5104513S                  | 5104513S                  |