

ZLMultiOne 2.0

Die ZL MultiOne 2.0 ist ein neuentwickeltes Gerät für die CO₂ Begasung von IVC-Käfigen am Arbeitsplatz. Durch das innovative Design können sowohl Typ 2 als auch Typ 3 Käfige angeschlossen werden. Die ZL MultiOne erkennt den Käfig und startet automatisch einen Begasungsvorgang nach Andocken des Käfigs. Die automatische Flussanpassung für Typ 2 und Typ 3 Käfige sorgt dafür, dass nur die benötigte Menge CO₂ in den Käfig gelangt. Je nach Zyklus dauert eine Sitzung zwischen 8 und 10 Minuten.

Die ZL MultiOne 2.0 ist für Käfige verschiedener Hersteller wie angezeigt konzipiert. So garantieren wir eine Kompatibilität von Käfigen der Green- und Blueline Tecniplast-Serie sowie Käfige der NextGen Reihe des Herstellers Allentown.

Eine einfache LED Anzeige am Gerät visualisiert die drei verschiedenen Betriebsmodi "Session Ready", "In Progress" und "Completed". Die ZL MultiOne kann sowohl mit einer portablen CO₂-Flasche als auch am Netz mit 2 bar Druck betrieben werden.

Technische Details:

- CO₂-Treiber für enge Käfige
- Auto-Start-Funktion durch Erkennung der Käfige
- Automatischer Ablauf mit Einleitungsphase, Euthanasiephase und Spülphase
- Automatische Flussanpassung für Typ 2 oder Typ 3
- Dauer der Sitzung: 8 - 10 Minuten für Käfig Typ 2, 3
- LED-Anzeigen für "Session ready", "in progress" oder "completed"
- Anschluss für CO₂-Flasche oder Netz 2 bar Druck
- Natronkalkfilter und/oder externer Abluftanschluss
- Luftreiniger, um das CO₂ am Ende der Sitzung aus dem Käfig zu spülen
- Externe Stromversorgung 220V bis 24V - europäischer Standard

