


POLYCARBONAT – ENRICHMENT FÜR KLEINTIERNAGER

Unser Enrichment aus Polycarbonat ist bestens für wissenschaftliche Tierhaltungen geeignet. Die Tiere fühlen sich innerhalb des Polycarbonat-Enrichments geschützt und geborgen, während sie für die Anwender gut sichtbar sind.





POLYCARBONAT – ENRICHMENT

FÜR KLEINTIERNAGER



Maus-Häuschen

- Farbe: rot-transparent
- Autoklavierbar, nicht toxisch.
- Stapelbar
- Vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit und Schutz
- Maße: 100 x 90 x 55 mm (L x B x H)
- Bestell-Nr. 3084010



Maus-Igloo mit Laufteller

- Farbe Maus-Igloo: rot-transparent
- Farbe Laufteller: bernsteinfarben (Amber)
- Autoklavierbar, nicht toxisch.
- Der Laufteller fördert das instinktive Laufverhalten und erhöht die Aktivität.
- Die Produkte können auch einzeln erworben werden
- Maus-Igloo Bestell-Nr. 3084011
- Laufteller Bestell-Nr. 3084012



Tunnel

- Material: Polycarbonat- 4 mm
- Autoklavierbar
- Fördert die Aktivität des Tieres, senkt die Langeweile und das aggressive Verhalten
- Maße für den Maustunnel: 100 x Ø 50 mm
- Bestell-Nr. 3084040
- Maße für den Rattentunnel: 155 x Ø 75 mm
- Bestell-Nr. 3084014




Crawl Ball

- Farbe: rot-transparent
- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Gute Möglichkeit für Tiere, sich zu verstecken
- Bestell-Nr. 3084042



Haus für Meerschweinchen

- Farbe: rot-transparent
- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Möglichkeit, sich zurückzuziehen
- Maße: 205 x 157 x 115 mm (L x B x H)
- Bestell-Nr. 3084051



Clip on handling tube

- Farbe: transparent / rot
- Am Gitterdeckel zu fixieren
- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Möglichkeit, sich zurückzuziehen
- Länge 110 mm
- Material Polycarbonat
- 1 St./ VE
- Bestell-Nr. 3084193 transparent
- Bestell-Nr. 3084247 rot

POLYCARBONAT – ENRICHMENT

FÜR KLEINTIERNAGER



Tunnel Clip

- Zur Befestigung von Spieltunneln am Gitterdeckel
- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Material Kunststoff
- 100 St. / VE
- Bestell-Nr. klein 3084157
- Bestell-Nr. groß 3084159



Mouse tent

- Farbe:rot
- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Möglichkeit, sich zurückzuziehen
- Maße (L x B x H): 130 x 130 x 38 mm
- Material Polycarbonat
- 1 St. / VE
- Bestell-Nr. 3084086



Nombraero

- Farbe:rot
- Am Gitterdeckel zu fixieren
- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Für die Gabe von z.B. Feuchtfutter
- Material Polycarbonat
- 10 St./ VE
- Bestell-Nr. 3084137



C-Saw

- Fördert das sensorische Balance Empfinden von kleinen Nagetieren
- Autoklavierbar, nicht toxisch
- bietet Schutz und fördert die Aktivität
- Maße: (L x B x H)
- Material Polycarbonat
- 1 St. / VE
- Bestell-Nr. 3084195



Clear Handling Tubes

Das Greifen von Mäusen am Schwanz sollte immer vermieden werden. Mit den Handlingtubes wird das Umsetzen von Mäusen stressfreier für Mensch und Tier.

- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Wiederverwendbar
- Mäuse gewöhnen sich schnell an die Tunnel
- Material Polycarbonat
- 1 St. / VE
- Bestell-Nr. klein 3084104
- Bestell-Nr. groß 3084094



POLYCARBONAT – ENRICHMENT


FÜR KLEINTIERNAGER



Maus Mezzanine

- Von Anwendern entwickelt
- Autoklavierbar, nicht toxisch


- Material Polycarbonat
- 1 St. / VE
- Bestell-Nr. 3084130



Retreat

- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Wiederverwendbar
- Bietet Schutz und Geborgenheit
- In rot und blau erhältlich


- Maße (L x B x H): 95 x 95 x 152,5 mm
- Material Polycarbonat
- 1 St. / VE
- Bestell-Nr. rot: 3084063
- Bestell-Nr. blau: 3084219



Fat Rat Hut

- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Wiederverwendbar
- Bietet Schutz und Geborgenheit


- Maße (L x B x H): 150 x 165 x 85 mm
- Material Polycarbonat
- 1 St. / VE
- Bestell-Nr. rot: 3084059



Mouse Wedge

- Autoklavierbar, nicht toxisch
- Wiederverwendbar
- Bietet Schutz und Geborgenheit

- Maße (L x B): 105 x 105 x 150 mm (H) 38 mm
- Material: Polycarbonat
- 1 St. / VE
- Bestell-Nr. 3084087



Aufhängehaken

- Edelstahl
- Wiederverwendbar
- Zum alternativen Befestigen der Handling tubes am Gitterdeckel